


Wilma[®] NC

CE
2460

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)



умные инженерные решения

**Превосходное
время сдувания
баллона***

В среднем менее
8 секунд

**Расчетное
давление
разрыва**
20 atm

**Чрезвычайно малый профиль входа
(0,41 мм/0,016")**



Brand A

< 0.018" >



Wilma

< 0.016" >

Ключевые характеристики

- Низкая растяжимость (самая низкая среди баллонов NC текущего поколения)
- Низкий профиль входа и crossing профиль
- Короткое время раздувания и сдувания баллона
- Устойчивый к перегибам shaft

Wilma[®] NC

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

Улучшенная управляемость и отслеживаемость

- Высокая гибкость дистального shaft
- Проксимальный shaft с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ)

CE
2460

Матрица размеров

Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)					
	06	08	10	12	15	20
2.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	Планируемые к выпуску и производимые на заказ
2.25 мм	✓	✓	✓	✓	✓	
2.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	
2.75 мм	x	✓	✓	✓	✓	
3.00 мм	x	✓	✓	✓	✓	
3.50 мм	x	✓	✓	✓	✓	
4.00 мм	x	✓	✓	✓	✓	
4.50 мм	x	Планируемые к выпуску и производимые на заказ				
5.00 мм	x					

✓ Доступные размеры

По поводу наличия других размеров, уточняйте в отделе продаж компании SMT в Вашем регионе

Компания Сахаджананд Медикал Текнолоджис Прайвет Лимитед (Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd.), далее именуемая как «СМТ» (SMT)

Отказ от ответственности: 2019 Сахаджананд Медикал Текнолоджис Лтд. Лтд (Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd.) - все права защищены. Wilma NC является торговой маркой Сахаджананд Медикал Текнолоджис Лтд. Лтд, или ее филиалов.

Технические характеристики могут быть изменены, пересмотрены или усовершенствованы.

Внимание: Данное изделие предназначено для использования в медицинских целях врачом или под его руководством. Перед использованием ознакомьтесь с Инструкцией по применению, находящейся внутри картонной упаковки изделия (если таковая имеется), на сайте www.smtpl.com для получения более подробной информации о показаниях, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожности и нежелательных явлениях.

Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена для распространения за пределами США, Японии и Франции.

Приведенные результаты испытаний и данные находятся в архиве компании СМТ. Иллюстрации являются только художественными изображениями и не должны рассматриваться как инженерные чертежи или фотографии. Фотографии находятся в архиве компании СМТ.



Сахаджананд Медикал Текнолоджис Прайвет Лимитед (Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd.)
" Сахаджананд Эстейт (Sahajanand Estate)", Wakharia Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat
395004, Gujarat, ИНДИЯ Телефон: +91 261 6112800 Факс: +91 261 6112801
E-mail: contact@sahmed.com Сайт компании: www.smtpl.com
• CIN: U33119GJ2001PTC040121

WN/BRO/RS01 REV 03