

Wilma[®] SC

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

CE
2460


Зауженный рентгеноконтрастный кончик

Для лучшей видимости баллона при проведении процедуры ЧКА

Умные инженерные решения

**Превосходное
время сдувания
баллона**

В среднем менее
8 секунд



Wilma SC

Ключевые характеристики

- Низкий профиль входа наконечника
- Низкий crossing профиль
- Запатентованная компанией SMT технология «Быстрого расдувания и сдувания баллона» (менее 8 секунд). Меньшее время сдувания баллона приводит к снижению риска возникновения ишемических осложнений.
- Устойчивый к перегибам shaft

Wilma[®] SC

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

CE
2460

Матрица размеров

Длина баллона (мм)

Диаметр баллона (мм)	9	13	15	17	20	25	29	33	37	41	45	49
2,00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,25 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,75 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Доступные размеры

По поводу наличия других размеров, уточняйте в отделе продаж компании SMT в Вашем регионе

Компания Сахаджананд Медикал Текнолоджис Прайвет Лимитед (Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd.), далее именуемая как «СМТ» (SMT)

Отказ от ответственности: 2019 Сахаджананд Медикал Текнолоджис Пат. Лтд (Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd.) - все права защищены. Wilma SC является торговой маркой Сахаджананд Медикал Текнолоджис Пат. Лтд, или ее филиалов.

Технические характеристики могут быть изменены, пересмотрены или усовершенствованы.

Внимание: Данное изделие предназначено для использования в медицинских целях врачом или под его руководством. Перед использованием ознакомьтесь с Инструкцией по применению, находящейся внутри картонной упаковки изделия (если таковая имеется), на сайте www.smtpl.com для получения более подробной информации о показаниях, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожности и нежелательных явлениях.

Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена для распространения за пределами США, Японии и Франции.

Приведенные результаты испытаний и данные находятся в архиве компании СМТ. Иллюстрации являются только художественными изображениями и не должны рассматриваться как инженерные чертежи или фотографии. Фотографии находятся в архиве компании СМТ.



Сахаджананд Медикал Текнолоджис Прайвет Лимитед (Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd.)
"Сахаджананд Эстейт (Sahajanand Estate)", Wakharia Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat 395004,
Gujarat, ИНДИЯ Телефон: +91 261 6112800 Факс: + 91 261 6112801
E-mail: contact@sahmed.com Сайт компании: www.smtpl.com
• CIN: U33119GJ2001PTC040121