



Подтвержденный ОКТ профиль заживления при имплантации Supraflex Cruz¹



Supraflex Cruz

Стент коронарный на системе доставки

CE 2460

ИГ: Гиперплазия неинтими
1. Презентация на EuroPCR 22 мая 2019 года, 12:15-13:15 Зал 243/Уровень 2. Тема симпозиума: Лучший терапевтический эффект при использовании ультратонких балок (60 мкм) у стентов всех длин и диаметров.

Широкий размерный ряд и никаких исключений

		Длина (мм)											
		8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
Диаметр (мм)	2.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Доступны длины (44 мм и 48 мм)

Революционный прорыв в доставляемости

Осторожно: Данное изделие предназначено для использования врачом или под его руководством. Перед использованием ознакомьтесь с "Инструкцией по эксплуатации", поставляемой вместе с устройством, обратите внимание на показания, противопоказания, побочные эффекты, предупреждения и меры предосторожности.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена только для распространения за пределами США, Японии и Франции.
Перед распределением в зонах, где маркировка CE не является действующей нормой, проверьте регистрационный статус устройства. Испытания, проведенные и данные собраны компанией Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd.. Иллюстрации являются изображениями художника и не должны рассматриваться как технические чертежи или фотографии. Фотографии находятся в архиве Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd.

Supraflex Cruz является торговой маркой компании Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd. или ее филиалов. Ограничение зоны ответственности: (c)2019 Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd. - все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены, пересмотрены или усовершенствованы.

BioFreedom и BioMatrix Alpha являются товарными знаками Biosensors International, Xience V, Xience Alpine, Xience Prime, Xience Xpedition и Xience Sierra являются товарными знаками группы компаний Abbott. Resolute Onyx является торговой маркой компании Medtronic, Inc. Synergy является торговой маркой Boston Scientific Corporation или ее филиалов. Ultimaster является торговой маркой корпорации Terumo Corporation. Orsio является торговой маркой Biotronik SE.

Зарегистрированный офис Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd.
Sahajanand Estate, Wakharia Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat 395004, Gujarat, ИНДИЯ Телефон: *91 261 6112800
Факс: *91 261 6112801 • CIN: U33119GJ2001PTC040121 • www.smtpl.com




TZ/BRO/RS01 REV 02

Supraflex Cruz


Стент коронарный на системе доставки

Среднее толкающее усилие в Ньютонах (N) для стентов длиной от 38 до 40 мм.



Результаты испытаний стентов не обязательно могут свидетельствовать о клинических показателях. Тестирование и сбор данных проводились компанией Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd. Испытания проводились с использованием стент-систем Supraflex Cruz (2,50 x 40 мм) n=5, Ultimaster Stent System (2,5 x 38 мм) n=4, Orsiro Stent System (2,50 x 40 мм) n=5, Xience Sierra Stent System (2,5 x 38 мм) n=4, Xience Xpedition Stent System (2,5 x 38 мм) n=5, Resolute Onyx Stent System (2,5 x 38 мм) n=4, Synergy Stent System (2,5 x 38 мм) n=5. Тест на доставляемость катетера измеряет среднюю силу для прохождения сложных поражений на имитированных моделях.

Supraflex Cruz в сложных PCI



Ультратонкий стент с толщиной балки во всех диаметрах



Примечание: Данные, взятые из маркетинговых материалов соответствующих марок (2018 г.), а также формы поперечных сечений приведены только для примера. Фактические формы могут отличаться. Ссылка: Foin et al. Влияние конструкции балки стента металлические стенты и биоразлагаемые каркасы. Int J Cardiol. 2014 Dec 20;177(3):800-88.

Alternate LDZ Link

- ★ Повышает гибкость стента
 - ★ Передает "толкающее усилие" с большей эффективностью.
 - ★ Улучшает общую радиальную прочность
 - ★ Сопротивление продольному сжатию
- LDZ Link - Длинная двойное соединительное звено Z

Уникальная смесь гидрофильно-гидрофобных биоразлагаемых полимеров для равномерного высвобождения препарата Сиролимус (двухфазное высвобождение)

Смесь биоразлагаемых полимеров

- PLLA: Поли-Л-Лактид. Гидрофобный
- PLCL: Поли-Л-лактид-ко-Капролактон. Гидрофобный
- PVP: Поливинилпирролидон. Гидрофильный

Поперечное сечение стойки

- Гидрофильное биосовместимое покрытие
 - Покрывающий слой для первоначального высвобождения препарата
 - Покрывающий слой для устойчивого высвобождения лекарственного средства
- Три слоя

Толщина полимера 4-6 мкм

Supraflex Cruz является торговой маркой Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd. или ее филиалов.

Отказ от ответственности: 2019 Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd. - все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены, пересмотрены или усовершенствованы.

BioFreedom и BioMatrix Alpha являются товарными знаками Biosensors International. Xience V, Xience Alpine, Xience Prime, Xience Xpedition и Xience Sierra являются товарными знаками группы компаний Abbott. Resolute Onyx является торговой маркой компании Medtronic, Inc. Synergy является торговой маркой Boston Scientific Corporation или ее филиалов. Ultimaster является торговой маркой корпорации Terumo Corporation. Orsiro является торговой маркой Biotronik SE. www.smtpl.com